

DIODIGITAL
CHAIRSIDE
SOLUTIONS

DIO 3D Printer **PROBO**

Maximizing the clinic operational excellence



DIO IMPLANT



DIO 3D Printer PROBO

Maximizing the clinic operational excellence

3D Printer DIO PROBO는 다양한 디지털 진료를 위한 시스템으로 최적화된 환경과 차별화된 작업 효율성을 제공합니다.

Specification

Dimension	350 x 550 x 330 mm
Build Size	124.8 x 70.2 x 70 mm
DLP Engine	FHD (1920 x 1080 Pixels)
Light Source	UV LED (405 nm)
Data Connection	LAN or Wifi
Material Confirm	RFID
Resolution (axis)	XY 65 μ m / Z 100 μ m
Weight	30 kg

DIONavi. 3D Printing Material

DIO가 독자 개발한 치과 전용 소재로 다양한 디지털 치과 진료에 적용할 수 있으며, 다양한 소재 용량과 소재 용기에 적용되어 있는 RFID system은 소재 사용의 효율성과 편리성을 극대화해 줍니다.



CAMbridge

3D Printer DIO PROBO에 최적화한 Slicing software CAMbridge는 간단한 조작만으로 최적의 배치, 방향, 서포트 생성이 가능한 자동화된 기능을 통해 생산 효율을 극대화하였습니다.



High resolution & Accuracy

1920 x 1080 Full HD DLP를 사용하여 고품질의 보철물 출력



Material auto setting

소재 용기의 태그를 인식하여 간편하게 소재별 세팅값 변환



Touch panel & Intuitive UI

Touch Panel과 직관적인 UI로 사용자 편의성 증대



Online Service

전문인력의 온라인 원격지원으로 신속하고 편리한 고객 지원 및 관리 서비스



디오임플란트 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 66 | 대표번호 051-745-7777

서울지점 02-2274-2850 수원지점 031-244-2885 인천지점 032-515-2878 강원지점 033-765-2809
대전지점 042-255-2804 전주지점 063-244-9654 광주지점 062-384-2822 대구지점 053-321-2806
울산지점 052-256-2177 경남지점 055-270-5228 부산지점 051-745-7810 제주지점 055-270-5228