

의료인용

UV Activator



배앗길 水 없다!

20초로 친수성을 완성하다!

*본 기기는 의료기기가 아님
UV Activator는 임플란트와 같은 의료기기 등을 자외선 파장 처리하여
친수성을 도모하는 기기입니다.
(방송통신기자재등의 적합 인증 : R-C-DIO-UVACT-02)

DIO IMPLANT



직관적인 UI



전원 버튼
ON-White
OFF-Red

시작 버튼
작동-White
정지-점등



도어 버튼
열림-White
닫힘-점등

규격
261W X 180D X 348H
소비전력 : Max 150W
중량 : 6kg
권장 UV Light 조사 시간 : 20초
회당 사용량 : 1pcs

* 색상(택1)



Rose Pink



Sky Blue

Completed in just 20's
360° Surrounding UV Light

20초의 기적

20초만에 확인할 수 있는 친수성을 경험해 보세요!

구분	습식	건식	
		UV-A 파장	DIO UV Activator
조사 방법 및 조사 시기	생산 과정에서 UV조사 후 용액에 담귀 유통	사용 전 UV조사	사용 전 UV조사
조사 시간		20시간 이상	단 20초

← 3,600배! →

이런 분들에게 딱이에요

고민하지 말고 선택하세요!

잇몸뼈가 약하거나
부족한 어르신들도

OK!

바쁜 직장인들도

OK!

발치 후 즉시 식립 시,
임플란트에 비해 발치와가
큰 경우에도

OK!

UV로 끌어올리다!

20초 조사에 의한 표면 친수성 도모

360° 원통형 UV Light로 빈틈없이 완벽하게!

인체 공학적 디자인과 직관적인 UI

DIO IMPLANT

부산 해운대구 센텀서로 66 T. 051-745-7777 F. 051-745-7772

UV Activator2 brochure ver.1(1907)